



AZ EGÉSZSÉG SZOLGÁLATÁBAN!

WHITE LAB GYORSTESZTEK



EMÉSZTŐRENDSZERI GYORSTESZTEK



FOB Székletvér Ellenőrző Gyorsteszt (Tesztkazettás)

Sok betegség okozhat nem látható vért a székletben, amelyet okkult székletvérnek (Fecal Occult Blood, FOB), humán okkult vérnek, vagy humán hemoglobinnak is neveznek. A FOB Székletvér Ellenőrző Gyorsteszt (Tesztkazettás) ezen humán okkult vér kvalitatív kimutatására alkalmas és már nagyon kis mennyiségű vér esetén is képes annak jelenlétét észlelni az emberi székletben.



Helicobacter Pylori Gyorsteszt Székletmintából (Tesztkazettás)

A Helicobacter Pylori egy kis méretű, spirál alakú baktérium, amely a gyomor és a nyombél felületén él és számos emésztőrendszeri megbetegedés okozója. A Helicobacter Pylori Gyorsteszt a Helicobacter Pylori antigének emberi székletmintákból történő kvalitatív kimutatására szolgáló gyors, kromatográfiás, immunológiai teszt, amely 10 percen belül kimutatja az eredményt.

Gluténérzékenység Gyorsteszt Ujjbegyvérből (Tesztkazettás)

A Gliadin egy glutén fehérje komponens, amely azokért az immunreakcióért felelős, amelyek a belek gyulladását okozzák a gluténérzékenységben szenvedő betegeknél. Az ezen fehérje komponens elleni termelt antitestek jelenléte a vérben a gluténérzékenység nagyon pontos diagnózisát teszi lehetővé. A Gluténérzékenység Gyorsteszt az emberi vérben található IgA típusú anti-szöveti transzglutamináz antitestek és az anti deaminált gliadin antitestek jelenlétének kimutatására szolgál.



NŐGYÓGYÁSZATI GYORSTESZTEK



Hűvelyi pH Gyorsteszt Mintagyűjtő Pálcával (Tesztpaneles)

A hüvelyi fertőzések meglehetősen gyakori és gyakran visszatérő problémát jelentenek nagyon sok nő életében korcsoporttól függetlenül. A hüvelyváladék rendellenes savaságának kimutatása segíthet annak értékelésében, hogy a kellemetlen tüneteket hüvelyi fertőzés okozza-e. A Hűvelyi pH Gyorsteszt egy száraz kémiai módszer a női hüvelyi kenetminták pH-értékének félkvantitatív kimutatására, amely segít a bakteriális hüvelygyulladás diagnózisának felállításában.



LH Ovulációs Gyorsteszt Vizeletből (Tesztpálcás)

Az LH Ovulációs Gyorsteszt a peteérés kimutatására szolgál. A tüszőrepedés bekövetkezése előtt 24-48 órával a női szervezetben jelentősen megemelkedik az LH hormon szintje. Ez a hormon indítja be a tüszőrepedést és magát a peteérést. Az ovulációs teszt ezt a magas hormonszintet detektálja ezzel előre jelezve a várható peteérést.

NŐGYÓGYÁSZATI GYORSTESZTEK



Menopauza (FSH) Gyorsteszt Vizeletből (Tesztpálcás)

A menopauzát megelőző időszakot (nagyjából 12 hónap) perimenopauzának nevezik. Sok nőnél jelentkeznek ilyenkor kellemetlen tünetek, többek között hőhullámok, szabálytalan menstruációs ciklusok, alvászavarok, vagy éppen hüvelyszárazság. A perimenopauza kezdetét a női szervezetben a menstruációs ciklust szabályozó hormonok szintjének változása okozza. Ahogy a szervezet egyre kevesebb ösztrogént termel, növeli a follikulusstimuláló hormon (FSH) termelését, amely normális esetben a női petesejtek fejlődését szabályozza. A Menopauza (FSH) Gyorsteszt egy kromatográfiás teszt, amely a vizeletben található FSH kvalitatív kimutatására szolgál. Így megállapítható, hogy a tüneteket a menopauza okozza-e.



Fokozott Érzékenyséű Terhességi (hCG) Gyorsteszt Vizeletből Indikátorral (Tesztpálcás)

A humán choriogonadotropin (vagy röviden hCG) egy hormon, amelyet először az embrió, majd a méhlepény állít elő a terhesség során. Szerepe fontos, hiszen serkenti a terhesség alatt megnövekedett ösztrogén- és progeszterontermelést. A Fokozott Érzékenyséű Terhességi (hCG) Gyorsteszt egy kromatográfiás teszt az emberi choriogonadotropin vizeletből történő kvalitatív kimutatására. Így a terhesség már nagyon korai szakaszban is felismerhető.

COVID GYORSTESZTEK



COVID-19 Antigén Gyorsteszt Nyálmintából (Tesztkazettás)

COVID-19 Antigén Gyorsteszt egy egyszer használatos tesztkészlet, mely a szájból vett mintából képes kimutatni a COVID-19-et okozó új, SARS-CoV-2 koronavírus. A tesztet a saját kezűleg begyűjtött nyálmintákból való otthoni tesztelésre tervezték. Használat egyszerű és mindössze 15 perc alatt kimutatja az eredményt.




SARS-CoV-2 Antigén Gyorsteszt Orrváladékból (Tesztkazettás)

A SARS-CoV-2 antigén orrlyukpálcsás gyors teszt egy olyan egyszer használatos tesztkészlet, amely a COVID-19-et okozó SARS-CoV-2 vírus kimutatására szolgál a fertőzőes betegség tüneteit mutató személyek orrlyukból vett mintáiból. A tesztet a COVID-19 betegsége utaló tüneteket mutató, vagy éppen tünetmentes, de igazolt, vagy valószínűsíthetően COVID-19 betegekkel kapcsolatba került személyek, illetve a COVID-19-cel veszélyeztetett egészségügyi dolgozók tesztelésére fejlesztették ki.



SARS-CoV-2 és Influenza A+B Antigén Kombinált Gyorsteszt Orrváladékból (Tesztkazettás)

Ez az egylépéses gyors teszt többféle légúti vírus kimutatására szolgáló, mintavevő pálcás, antigén tesztkészlet. COVID-19 és Influenza A+B antigének kimutatására alkalmas orrlyukból történő mintavétellel. A mintavétel módja megegyezik a hagyományos COVID-19 antigén öntesztelésre alkalmas orrüregi tesztek mintavételi módjával. A teszt használata gyors és egyszerű, a mintavétel fájdalommentes és 15 perc alatt kimutatja az eredményt.



EGYÉB GYORSTESZTEK



D-vitamin Gyorsteszt Ujjbegyvérből (Tesztkazettás)

A D-vitaminok csoportjában a legfontosabb vegyületek a D3-vitamin és a D2-vitamin. A D-vitamin a májba kerül, ahol 25-hidroxi-D-vitaminná metabolizálódik. Az orvostudományban a 25-hidroxi-D-vitaminos vérvizsgálatot használják a szervezet D-vitamin-koncentrációjának meghatározására. Ez a D-vitamin Gyorsteszt egy kromatográfiás teszt a 25-hidroxi-D-vitamin (25 (OH) D) félkvantitatív kimutatására emberi, ujjbegyből vett vérből.



Vashiány Gyorsteszt Ujjbegyvérből (Tesztkazettás)

A vas raktározására a szervezetben a ferritin nevű univerzális intracelluláris fehérje szolgál. Ez a Vashiány Gyorsteszt egy kromatográfiás teszt, amely ezen ferritin ujjbegyből vett vérből történő kimutatására szolgál. A tesztcsík akkor jelenik meg a kazettán, ha a ferritin szint meghaladja a 30 ng/ml-es határértéket. Ha a ferritin koncentráció 30 ng/ml-nél kisebb, a tesztcsík nem jelenik meg.

Húgyúti Fertőzés Gyorsteszt (Tesztcsíkos)

A húgyúti fertőzés a húgyutak leggyakoribb betegsége, amely a húgycsövet, a húgyhólyagot, a húgyvezetékét és a vesét foglalja magában. Az egészséges emberek vizelete steril (azaz nem tartalmaz mikroorganizmusokat). Ez a Húgyúti Fertőzés Gyorsteszt egy olyan tesztcsíkot tartalmaz, amelyre több különálló reagensterület van felragasztva, így több komponens mérésére is alkalmas. A teszt a következő analitok vizeletből történő kvalitatív kimutatására szolgál: leukociták, vér, nitrit és fehérje.




ÁLTALÁNOS GYORSTESZTEK



SP-10 Férfi Termékenységi Gyorsteszt Spermakoncentráció Mérésére (Tesztkazettás)

Számos oka lehet egy férfi meddőségének, melyek közül az egyik leggyakoribb az életképes spermiumok rendellenesen alacsony számú termelődése. Mivel az alacsony spermiumszám a férfiak meddőségének egyik vezető oka, a meddőség okának meghatározásához fontos első lépés a spermiumszám vizsgálata. Az SP-10 Férfi Termékenységi Gyorsteszt a spermiumokban található SP-10 akroszomális fehérjét mutatja ki, mely fehérje egy hímivarsejt specifikus fehérje, így más sejtekben nem található meg. A tesztcsík akkor jelenik meg a kazettán, ha az SP-10 akroszomális fehérje szintje meghaladja a 15 millió/ml-es határértéket.



Pajzsmirigy-alulműködés (TSH) Gyorsteszt Ujjbegyvérből (Tesztkazettás)

A tirotropikus hormon (TSH) egy agyalapi hormon, amely stimulálja a pajzsmirigyet, hogy az tiroxint, illetve triiodothyronint termeljen, amely vegyületek serkentik a szervezet szinte minden szövetének anyagcseréjét. A Pajzsmirigy-alulműködés (TSH) Gyorsteszt egy kromatográfiás teszt, amely a TSH, teljes vérből történő kimutatására szolgál, ahol a határérték-koncentráció 5 μ U/ml.





AZ EGÉSZSÉG SZOLGÁLATÁBAN!